

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem. III - CDGT
Cloth. Const. lab.

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any Two experiment / Study and furnish its report.
किसी दो प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn. Comm.	Extn. Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

2019(Odd)

Time : 3Hrs.

Sem. III - CDGT
Cloth. Const. lab.

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

- Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
- Perform any Two experiment / Study and furnish its report.
किसी दो प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करे और एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
- Experiment will be allotted through lottery to student/group of students.
प्रयोग का आवंटन, छात्र/छात्र-समूह को लॉटरी के आधार पर किया जाएगा।
- Marks are to be distributed in following order :-
अंको का वितरण निम्न प्रकार किया जाय:

	Intn. Comm.	Extn. Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका	04	15
b) Procedural reporting and result कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष	07	20
c) Viva voce मौखिक प्रश्न	04	-

P.T.O

1. Prepare a sample of running stitch.

रनिंग स्टीच का एक नमूना तैयार करें।

OR/अथवा

Prepare a sample showing zigzag and lapped seam.

एक नमूना तैयार करें जिसमें दाँतेदार तथा लैपेड सीम दिखाएँ।

2. Prepare samples (of fullness technique) of dart and pleat.

डार्ट और प्लीट (पूर्णता तकनीक के) का नमूना तैयार करें।

OR/अथवा

Prepare sample of neckline finishing using piping.

पाइपिंग का उपयोग कर नेकलाइजिंग के नमूने तैयार करें।

1. Prepare a sample of running stitch.

रनिंग स्टीच का एक नमूना तैयार करें।

OR/अथवा

Prepare a sample showing zigzag and lapped seam.

एक नमूना तैयार करें जिसमें दाँतेदार तथा लैपेड सीम दिखाएँ।

2. Prepare samples (of fullness technique) of dart and pleat.

डार्ट और प्लीट (पूर्णता तकनीक के) का नमूना तैयार करें।

OR/अथवा

Prepare sample of neckline finishing using piping.

पाइपिंग का उपयोग कर नेकलाइजिंग के नमूने तैयार करें।
